

# limbs& things

## EXAMEN DES HANCHES DE NOURRISSON

Notre mannequin d'examen des hanches de nourrisson (IHE) a été conçu pour répondre aux exigences spécifiques des professionnels de santé qui se forment à la détection et au diagnostic de la dysplasie développementale de la hanche (DDH).

Ce simulateur représente un nourrisson d'un mois de sexe féminin et peut simuler une hanche normale, luxée ou luxable ou hyperlaxe, ce qui permet de pratiquer les manœuvres de Barlow et Ortolani ainsi que le signe de Galeazzi. Ce bébé a été conçu avec des modules de jambes normales et anormales interchangeables et un buste.

42000



NOUVEAU



*L'apprentissage n'a jamais été aussi réaliste*  
limbsandthings.com

# EXAMEN DES HANCHES DE NOURRISSON

42000

NOUVEAU



## QUALITIES

### ANATOMIE

- Grand trochanter palpable sur les fémurs droit et gauche pour faciliter le placement correct des mains
- Hanche, genou et cheville articulés pour les manœuvres de Barlow et Ortolani et le signe de Galeazzi

### RÉALISME

- Bruit sourd réaliste lors du remplacement de la hanche luxée
- Anatomie exacte d'un nourrisson d'un mois de sexe féminin

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Facile et rapide à mettre en place
- Modèle solide qui permet maintes utilisations avec les manœuvres de Barlow et Ortolani
- Module de hanche normale – permet d'appréhender l'haptique d'une hanche normale
- Module de hanche anormale - une hanche luxée qui peut être remise et reluxée à l'aide de la technique de Barlow/Ortolani et une hanche luxable ou hyperlaxe qui peut être luxée et remise en place à l'aide de la technique de Barlow/Ortolani
- Genou et cheville articulés : les pieds du bébé peuvent être mis à plat sur un lit pour effectuer le test de Galeazzi

### POLYVALENCE

- Les modules inférieurs interchangeables permettent de reconnaître des hanches normales ainsi que deux types de hanches anormales

### SÉCURITÉ

- Sans latex



■ Illustration des hanches internes et leur présentation dans le modèle

■ Manœuvre de Barlow

■ Signe de Galeazzi

## CE QUI EST INCLUS

IHE partie supérieure

IHE partie inférieure normale

IHE partie inférieure anormale

IHE fiche d'illustration



DEMANDER  
UN DEVIS



DEMANDER  
UNE DÉMONSTRATION



ASSISTANCE  
À LA CLIENTÈLE

FR V.1 April 2022

limbsandthings.com